



VIRTSAN KLAMYDIA- JA TIPPURINÄYTE

U-CtGcNhO (4816)

Tutkimusta käytetään klamydian ja tippurin aiheuttajabakteerien osoittamiseen virtsasta.

Tarvittavat välineet

Virtsanäytepaketti laboratorion (Kuva1)

Valmistautuminen tutkimukseen

1. Voit ottaa virtsanäytteen kotona.
2. **Ole virtsaamatta ja tekemättä alapesua 1 - 2 tuntia ennen näytteenottoa.**
3. **Tärkeää on, että virtsan ensimmäiset pisarat saadaan näytepurkkiin.**

Näytteenotto

1. Pese kädet.
2. Avaa muovipussista näytepurkki ja laske se pöydälle sisäpuoli ylöspäin.
3. Älä koske purkin sisäpintaan.
4. **Älä suorita alapesua.**
5. **Laske alkuvirtsa ensimmäisestä pisarasta lähtien näytepurkkiin 20 - 30 ml.** Virtsa näytepurkin pohjallinen, ei siis koko purkkia täyteen. (Liian paljon virtsaa laimentaa näytteen.)
6. Loppuvirtsan voit laskea wc-pyttyyn.

Virtsanäytteen siirto näytepurkista putkiin

1. Kun olet virtsannut purkkiin, siirrä virtsanäyte kaatamalla se muoviputkeen, ylämerkkiviivaan asti.
2. Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika pussissa olevaan tarraan.
3. Jos et ole saanut tarraa, anna putki hoitajalle, kun tuot sen tutkittavaksi. Hoitaja huolehtii putken merkitsemisestä. Laboratorio ei tutki nimettömiä näytteitä.
4. Laita putki muovipussiin.

Tuo näyteputki laboratorioon mahdollisimman nopeasti näytteenottopäivän aikana

1. Säilytä näyteputki viileässä, mieluiten jääkaappilämpötilassa.
2. Näyte ei saa jäätyä.
3. Näytepurkin voit heittää kotona normaalien kotitalousjätteiden joukkoon.
4. Voit ottaa näytteenottoon liittyvissä ongelmissa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen hoitoyksikköön tai laboratorioon.

Vastausta voit tiedustella hoitavasta yksiköstä, omahoitajalta tai lääkäriltä.

Varaa hoitajan tai lääkärin soitto- tai käyntiaika.

Jos otat samalla myös virtsan tulehdusnäytteen toimi näin:

Näytteenottoon tarvitset 2 virtsanäytepakettia laboratorion.

Ota illalla pesemätön näyte, alkuvirtsa tämän ohjeen mukaan. Merkkää 1.näyte. Säilytä viileässä.

Ota aamulla virtsan tulehdusnäyte, keskisuihkunäyte. Suorita alapesu virtsanäytteenanto-ohjeen mukaan. Merkkää 2.näyte. Säilytä viileässä, mieluiten jääkaappilämpötilassa.

Tuo näyteputket laboratorioon mahdollisimman nopeasti näytteenantopäivän aikana.

(Virtsan tulehdusnäyte 3 tunnin kuluessa.)



(Kuva1) Virtsanäytepaketti laboratorion: Pussi, näytepurkki, näyteputki ja tarra

